

القائمة المرجعية للتحقق من سلامة وجاهزية الكرسي المتحرك

الكرسي المتحرك بالكامل	
☐	لا توجد حواف حادة.
☐	لا توجد أجزاء تالفة أو مخدوشة.
☐	يتحرك الكرسي المتحرك في خط مستقيم.
العجلات الأمامية	
☐	تدور بدون عوائق.
☐	تدور دون الاحتكاك بالشوكة.
☐	البراغي مربوطة بإحكام.
المواسير الأسطوانية المُمسكة بالعجلات الأمامية	
☐	تدور شوكة العجلة دون عوائق.
العجلات الخلفية	
☐	تدور بدون عوائق.
☐	البراغي المحورية مربوطة بإحكام.
☐	الإطارات منفوخة بشكل صحيح (يمكن أن يهبط ضغط العجلة بأقل من 5 مم عند الضغط عليها بالإبهام)
☐	طارات الدفع آمنة.
المكابح	
☐	تعمل على ما يرام.
مسند القدمين	
☐	مسند القدمين مثبتان بإحكام.
الإطار	
☐	بالنسبة للكرسي المتحرك القابل للطي - يمكن طي الكرسي المتحرك وفتحه بسهولة.
☐	بالنسبة للكرسي المتحرك المزود بمسند ظهر قابل للطي - يمكن طي مسند الظهر وفتحه بسهولة.
الوسادة	
☐	الوسادة موضوعة داخل الغطاء بشكل صحيح.
☐	الوسادة موضوعة على الكرسي المتحرك بشكل صحيح.
☐	نسيج غطاء الوسادة مشدود، ولكنه ليس مشدودًا للغاية.
☐	إذا كان الكرسي المتحرك مزودًا بمقعد صلب: تغطي الوسادة المقعد الصلب بالكامل.