

شكل المنتج	الفئة المستفيدة من الجهاز	وصف المنتج	
		<p>الأشخاص الذين يحتاجون إلى دعم إضافي أثناء التنقل في غرفة النوم، أو الحمام، أو المراض، أو على الدرج.</p>	<p>المقابض: مقابض ثابتة يمسك بها الشخص لمساعدته على التوازن أو الحركة.</p>
		<p>الأشخاص الذين يستخدمون الكراسي المتحركة أو إطارات المشي المتحركة (بعجلات) أو إطارات المشي ويرغبون بدخول أماكن معينة فيها عدد قليل من الدرجات.</p>	<p>المنحدرات المحمولة: منحدرات غير مثبتة في مكان واحد ويمكن نقلها إلى المكان الذي يحتاجه الشخص.</p>
		<p>الأشخاص الذين يعانون من خطر السقوط أو الإصابة بجرح في القدم أو الذين يستخدمون معينات المشي.</p>	<p>الأحذية المناسبة: أحذية يمكن شراؤها محلياً، وتناسب قياس القدم تماماً، وبها مواصفات من شأنها حماية القدم والحد من خطر السقوط.</p>
		<p>الأشخاص الذين يعانون من خطر الإصابة بجرح في القدم بدرجة متوسطة أو مرتفعة.</p>	<p>الأحذية العلاجية: أحذية ذات مواصفات خاصة تساعد على حماية ودعم القدم.</p>
	 <p>ألواح انتقال منحنية</p>  <p>ألواح انتقال مستقيمة</p>	<p>الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الوقوف بأمان أو حمل ثقل الجسم على أرجلهم.</p>	<p>ألواح الانتقال: تساعد ألواح الانتقال الأشخاص على التحرك من مكان إلى آخر.</p>
 <p>عكازات الكوع</p>	 <p>إطار مشي متحرك (بعجلات)</p>	<p>تناسب الأنواع المختلفة من معينات المشي للاحتياجات المختلفة للأشخاص.</p>	<p>معينات المشي: تساعد معينات المشي الشخص على النهوض والوقوف والمشي.</p>

 <p>مقاوم للكاحل والقدم</p>	 <p>دعامة ركبية</p>	<p>مقاوم الأطراف السفلية: دعامة أو جبيرة تدعم جزءاً من جسم الشخص. ويتم توفيرها من خلال أحد مراكز خدمات إعادة التأهيل والأطراف الصناعية وتقويم العظام.</p>
 <p>طرف صناعي فوق الركبة</p>	 <p>طرف صناعي أسفل الركبة</p>	<p>الأطراف الصناعية السفلية: يستبدل الطرف السفلي الصناعي الجزء المفقود من قدم الشخص أو رجله. ويجب دائماً صنع الطرف الصناعي الملائم لكل شخص من قبل أخصائي أطراف صناعية مؤهل.</p>
	<p>إطارات المشي الخلفية: إطار مشي يدعم الطفل من الخلف. وغالباً ما يتم استخدامه مع المنتجات المساعدة الأخرى مثل مقاوم الكاحل والقدم، ويتم توفيره في إطار إعادة التأهيل.</p>	<p>الأطفال المصابين بالشلل الدماغي.</p>
 <p>دعامة استلقاء</p>	 <p>إطار وقوف</p>	<p>تساعد في الوقاية من حدوث مضاعفات صحية لدى الأطفال والبالغين الذين يعانون من صعوبات في الاستلقاء والنهوض بسلامة دون دعم.</p>
		<p>الأشخاص الذين لا يستطيعون المشي أو يعانون من صعوبة كبيرة في المشي. الأنواع المختلفة من الكراسي المتحركة تناسب الاحتياجات المختلفة لكل شخص.</p>

تذكر: من المهم اتباع الخطوات الأربع لتقديم المساعدة عند توفير أي من هذه المنتجات.



الخطوة الرابعة - المتابعة



الخطوة الثالثة - الاستخدام



الخطوة الثانية - التركيب



الخطوة الأولى - الاختيار