



Descripción del producto	Útil para personas que:	Puede verse así	
Barra de apoyo: Barra fija a la que agarrarse para ayudar al equilibrio o al desplazamiento.	Útil para personas que necesitan más apoyo al desplazarse en el dormitorio o el baño, al sentarse o levantarse del inodoro o al subir y bajar escalones.		
Rampa portátil: Rampa que no está fija en su sitio y que se puede mover al lugar donde se necesita.	Útil para personas que usan silla de ruedas, andador de cuatro ruedas o andador convencional y necesitan acceder a zonas con unos pocos escalones.		
Calzado protector adecuado: Zapatos que están a la venta en comercios de la localidad, que se ajustan bien y tienen un diseño que protege los pies y reduce el riesgo de caídas.	Importante para las personas que corren el riesgo de sufrir caídas, que utilizan un andador o tienen riesgo de sufrir una herida en el pie.		
Calzado terapéutico: Zapatos con características especiales que ayudan a proteger y dar apoyo a los pies.	Pueden ser necesarios para una persona con un riesgo medio o alto de desarrollar heridas en los pies.		
Tabla de transferencia: Las tablas de transferencia ayudan a las personas a moverse de un lugar a otro.	Útil para las personas que tienen dificultades para ponerse de pie de forma segura o para apoyar el peso del cuerpo en las piernas.	 Tabla de transferencia curva  Tabla de transferencia recta	
Productos de apoyo para caminar: Ayudan a una persona a levantarse, sentarse y caminar.	Los distintos tipos de productos de apoyo para caminar se adaptan a las necesidades de cada persona.		
		Andador de cuatro ruedas	Muletas de codo

Ortesis de extremidad inferior: Férula o aparato ortopédico que sostiene parte del cuerpo de una persona. Debe ser provista por servicios de prótesis y ortesis o de rehabilitación.	Los distintos tipos de ortesis se adaptan a las necesidades de cada persona.	 Rodillera  Ortesis de tobillo y pie
Prótesis de miembro inferior: Reemplazan una parte faltante del pie o la pierna. Un protesista cualificado se encarga de que la prótesis de miembro inferior esté hecha a la medida de cada persona.	Útil para las personas con un miembro amputado o a quienes les falta una parte del pie o la pierna. No todas las personas a las que les falta una parte del pie o de la pierna pueden usar una prótesis de miembro inferior.	 Prótesis por debajo de la rodilla  Prótesis por encima de la rodilla
Andador posterior: Marco sostiene al niño o la niña desde la parte posterior. A menudo se usa con otros productos de apoyo, como ortesis de tobillo y pie, y se provee como parte de la rehabilitación.	Útil para niños y niñas con parálisis cerebral.	
Bipedestadores y soportes para estar acostados	Ayudan a prevenir complicaciones de salud en niños, niñas y personas adultas con dificultades para estar de pie o acostados de forma segura sin apoyo.	 Bipedestador  Soportes para estar acostado
Sillas de ruedas: Proporcionan movilidad sobre ruedas y apoyo para sentarse.	Las usan personas que no pueden caminar o que tienen muchas dificultades para hacerlo. Los distintos tipos de sillas de ruedas se adaptan a las necesidades de cada persona.	 

Recuerde: Es importante seguir los 4 pasos de la provisión de productos en todos los casos.



Primer paso: Evaluación



Segundo paso: Ajuste



Tercer paso: Uso



Cuarto paso: Seguimiento