

Lista de verificación del ajuste de sillas de ruedas (emergencias)

1. ¿Está lista la silla de ruedas?

¿Se ha comprobado que la silla de ruedas es segura y que todas sus piezas funcionan?	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------

2. Comprobar el tamaño y los ajustes

<p>Ancho del asiento: Ajuste correcto.</p>		<input type="checkbox"/>	<p>Profundidad del asiento: Espacio de dos dedos entre la parte de atrás de la rodilla y el asiento o el cojín.</p>		<input type="checkbox"/>
<p>Altura de los reposapiés: Los muslos descansan completos sobre el cojín, sin dejar espacios. Los pies descansan completos sobre los reposapiés, sin dejar espacios.</p>				<input type="checkbox"/>	
<p>Altura del respaldo: La persona tiene el apoyo que necesita y libertad para mover los hombros y empujarse (si se impulsa a sí misma).</p>				<input type="checkbox"/>	
<p>Posición de las ruedas traseras: La persona puede subir y bajar una pendiente sin que las ruedas giratorias se levanten del suelo (si se impulsa a sí misma).</p>				<input type="checkbox"/>	

3. Verificar la postura

¿Puede la persona sentarse derecha cómodamente en la silla de ruedas?	<input type="checkbox"/>
Verificar la postura viendo a la persona de lado.	<input type="checkbox"/>
Verificar la postura viendo a la persona de frente y desde atrás.	<input type="checkbox"/>

4. Verificar el ajuste con la silla en movimiento

¿Permite el respaldo que la persona mueva libremente los hombros para empujarse?	<input type="checkbox"/>
¿Ofrece el respaldo suficiente apoyo a la persona?	<input type="checkbox"/>
¿Descansan los pies de la persona en los reposapiés?	<input type="checkbox"/>
¿La posición de las ruedas traseras es la correcta para la persona?	<input type="checkbox"/>

5. Acciones

¿Hay que tomar alguna otra medida? Escriba cualquier acción en el archivo del usuario.	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------

Recordar: El siguiente paso después del ajuste es enseñar a la persona.