

1. Documentos: lista de verificación

- Lista de palabras clave
- Mensajes clave
- Ejemplos de productos
- Formulario de exploración: productos de apoyo para la movilidad
- Formulario de evaluación: botas rígidas extraíbles
- Formulario de derivación: botas rígidas extraíbles

2. Materiales: lista de verificación

- Tabletas/computadoras
- Auriculares
- Cuaderno y bolígrafo

3. Oportunidades de debate en grupo y actividades para las que debe prepararse

Temas con secciones interactivas		Sugerencias de instrucción y notas para la planificación
Lección 1: Movilidad y diferentes problemas de movilidad		
Tema 3: Características de las botas rígidas extraíbles	Actividad Examine las botas rígidas extraíbles disponibles en su zona. ¿Cuántas de las características importantes tienen?	
Lección 2: Primer y segundo paso: selección, prueba y ajuste		
Tema 1: Derivación	Debate ¿Recibe en su servicio otras derivaciones en las que una persona que deba ser atendida el mismo día? ¿Cómo se gestiona esto? Publique sus opiniones en el foro de debate.	Los facilitadores deben aclarar a los participantes si deben utilizar el foro de debate de la plataforma TAP o una plataforma diferente (por ejemplo, un grupo local de WhatsApp). Esta es una buena oportunidad para que los facilitadores aclaren cuáles son las vías y los procesos de derivación en el contexto local. Sea específico al hablar de los servicios de los que pueden recibir derivaciones y a los que pueden derivar. Sería muy útil disponer de una lista impresa de servicios de referencia para repartir.
Tema 3: Entrevista para la evaluación: salud y movilidad	Debate ¿Se le ocurre algún problema cutáneo común que pueda empeorar con el uso de una bota rígida extraíble? Publique sus opiniones en el foro de debate.	

Temas con secciones interactivas		Sugerencias para la instrucción y notas para la planificación
Tema 4: Planificar: Comprobación del ajuste y la movilidad	Actividad Examine las botas rígidas extraíbles disponibles en su servicio. ¿Hay una tabla de tallas disponible? Practique la selección de la talla adecuada de bota rígida extraíble para un colega o amigo.	
	Debate ¿Qué preguntas le haría a la persona para comprobar que la bota rígida extraíble le resulta cómoda? Haga clic para ver la respuesta. ¿Le queda cómoda la bota rígida extraíble en los huesos del tobillo? ¿Le duele alguna parte de la pierna o del pie? ¿Tiene alguna sensación extraña en la pierna o el pie? Puede que haya pensado en otras preguntas.	
	Actividad Practique hacer la prueba y ajuste de una bota rígida extraíble con un amigo o colega. Seleccione una talla adecuada entre las disponibles en su servicio. - Practique cómo poner la bota y cómo hacer el ajuste. - Compruebe el ajuste con la persona sentada o acostada. - Compruebe que la bota resulte cómoda. - Vuelva a verificar el ajuste y la comodidad con la persona de pie. Reflexión ¿Qué le pareció fácil o difícil al realizar el ajuste de una bota rígida extraíble? Publique sus opiniones en el foro de debate.	
	Actividad Practique caminar con una bota rígida extraíble ajustada correctamente. Intente caminar al aire libre y subir y bajar escaleras con cuidado. Reflexión ¿Qué sintió al caminar con una bota rígida extraíble? Publique qué opina al respecto en el foro de debate.	
Una vez completado este módulo, los participantes deberán practicar los cuatro pasos de la provisión de botas rígidas extraíbles mediante: - Escenificación de papeles (<i>role playing</i>) con colegas, bajo supervisión - Prácticas supervisadas con usuarios Los facilitadores pueden utilizar la lista de verificación de habilidades para dar seguimiento al progreso de los participantes en cuanto a la adquisición de competencias (práctica segura y eficiente) y hacer comentarios al respecto.		