



Teknolojia saidizi

Fomu ya ufuatiliaji wa watu wazima: Vifaa saidizi vya usikivu vilivyosetiwa tayari

1. Taarifa kuhusu mgonjwa

Jina : <input checked="" type="checkbox"/>	Ukoo: <input checked="" type="checkbox"/>
Umri: 18-39 <input type="checkbox"/> 40-54 <input type="checkbox"/> 55-64 <input type="checkbox"/> 65+ <input type="checkbox"/>	Jinsia: Mwanaume <input type="checkbox"/> Mwanamke <input type="checkbox"/> Nyingine <input type="checkbox"/>
Anwani: <input checked="" type="checkbox"/>	Simu: <input checked="" type="checkbox"/>

2. Mahojiano ya ufuatiliaji

Kujisikia vizuri kwa kutumia kifaa saidizi cha usikivu Weka alama ya kwenye boksi kwenye kisanduku kinachoendana na miadi ya kwenda kwenye ufuatiliaji.

Uliza : Je vifaa saidizi vyako vinakufanya ujisikie vizuri?	Wiki 2		Miezi 2		Miaka 2		Hatua inayofuata
	Ndio	Hapana	Ndio	Hapana	Ndio	Hapana	Kama ndio na mtu ameridhika na uzoefu alioupatà → Endelea
	<input type="checkbox"/>						
Uliza: Una uzoefu gani wa kutumia vifaa saidizi vya kusikia?							Kama Hapana na/au kama mtu anapata matatizo → Andika matokeo kwenye eneo la maelezo

Matumizi ya vifaa saidizi vya kusikia Weka alama ya vema kwenye boksi kuchagua jibu moja.

Uliza: Fikiria kuhusu idadi ya uliyotumia kifaa saidizi cha usikivu kwa muda wa wiki mbili zilizopita. Fikiria kwa kawaida kwa siku unatumia kifaa saidizi cha usikivu kwa mara ngapi?	Wiki 2	Miezi 2	Miaka 2	Hatua inayofuata
Sijakitungia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kama umekitungia → Uliza sababu na uandikie matokeo kwenye sehemu ya maelezo
Pungufu ya saa 1 kwa siku	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nimekititungia kwa masaa 1-4 kwa siku	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nimekititungia kwa masaa 4-8 kwa siku	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kama umekitungia → Endelea
Nimekititungia zaidi ya masaa 8 kwa siku	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Kifaa saidizi cha usikivu kilisaidia Weka alama kwenye boksi kuchagua jibu sahihi

Uliza: Fikiria wakati ulipotamani kusikia vizuri, kabla hujaanza kutumia vifaa saidizi vya kusikia. Kwa zaidi ya wiki mbili zilizopita, ni kwa kiwango gani vifaa saidizi vya kusikia vimekusaidia kwenye hali kama hiyo?	Wiki 2	Miezi 2	Miaka 2	Hatua inayofuata
Havijanisaidia kabisa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kama vimesaidia kwa namna yoyote → Uliza sababu na uandikie matokeo sehemu ya maelezo
Vimenisaidia kwa kiwango kidogo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vimenisaidia kwa kiasi kidogo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vimesaidia kwa kiasi kikubwa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Vimesaidia kwa kiasi kikubwa sana	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kama vimesaidia kwa namna yoyote → Endelea
Maelezo Rekodi matokeo kwenye sehemu iliyopo hapa chini				
Wiki 2: 				
Miezi 2: 				
Miaka 2: 				

3. Mpango wa ufuatiliaji

Tumia sehemu hii ya fomu kukusaidia wewe na mtu anayepimwa kuamua hatua zinazofuata. Mhamasisishe mhusika kurudi muda wowote kwenye sehemu ya kutolea huduma iwapo watapata shida kwenye kusikia na vifaa saidizi nya kusikia.

Wiki mbili na miezi miwili Weka alama kwenye boksi lililo kwenye kisanduku ambalo linaendana na miadi ya ufuatiliaji.

Hakiki: Je mhusika:	Wiki 2		Miezi 2		Hatua inayofuata
	Ndio	Hapana	Ndio	Hapana	
Anaridhika na vifaa saidizi nya kusikia?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kama jibu ni ndio kwa maswali yote → Mhusika anafaidika na vifaa saidizi kwa kiwango kikubwa . Panga lini unaweza kufanya ufuatiliaji unaofuata.
Anatumia vifaa saidizi kwa zaidi ya masaa 4 kwa siku?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kama jibu mojawapo ni hapana → Mhusika hafaidiki na vifaa saidizi kwa kiwango kikubwa .
Anafaidika na vifaa saidi kwa wastani au zaidi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Angalia maelezo na jedwali la kutatua matatizo. Kama kwa kufanya hivi hakusaidii, afike hapo kituoni kwa ajili ya kufuatiliwa kuhusu afya ya masikio yake na uthabiti wa kifaa chake. Kama haiwezekani kupata suluhisho la tatizo → Jadiliana na mshauri na kama itahitajika  Mpe rufaa kwa mtaalamu wa masikio na usikivu
Tareh ya ufuatiliaji :					

Miaka miwili Pima afya ya masikio na usikivu. Rekebisha programu kama itahitajika kufanya hivyo.

Hakiki: Je mhusika:	Ndio	Hapana	Hatua inayofuata
Anaridhika na vifaa saidizi nya kusikia?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kama jibu ni ndio kwa maswali yote → Mhusika anafaidika na

 Imependekezwa kupewa rufaa  Andika maelezo hapa

TAP AT Preprogrammed hearing aids ADULT FOLLOW UP FORM RevA Jun25 SW

Anatumia vifaa saidizi kwa zaidi ya masaa 4 kwa siku?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	vifaa saidizi kwa kiwango kikubwa. Mfuatilie ndani ya miaka miwili ili kurudia kipimo cha afya ya masikio na usikivu. Kama jibu mojawapo ni hapana → Mhusika hafaidiki na vifaa saidizi kwa kiwango kikubwa .
Anafaidika na vifaa saidi kwa wastani au zaidi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Angalia maelezo na jedwali la kutatua matatizo. Kama haiwezekani kupata suluhisho la tatizo → Jadiliana na mshauri na kama itahitajika Mpe rufaa kwa mtaalamu wa masikio na usikivu.
Ukaguzi wa vifaa saidizi: Vifaa saidizi ni visafi na vinafanya kazi vizuri.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kama jibu ni Ndio → Usichukue hatua yoyote. Kama jibu ni Hapana → Safisha na rekebisha sehemu ya vifaa saidizi vilivyochakaa na kuharibika. Kama hii haisaidii, jadiliana na mshauri na itahitajika, tuma kifaa saidizi hiki kwa mtengenezaji.
Tarehe ya ufuatiliaji:			

Jedwali la utatuzi wa matatizo Kama mhusika hajaridhika na njia mbali mbali zilizochukuliwa kupata matokeo ya tatizo lake, jadiliana na mshauri wako.

Tatizo	Sababu zinazoweza kupelekea tatizo kutokeea	Suluhiyo zinazoweza kutatua tatizo
Mwangwi au sauti ya mluzi kutoka kwenye kifaa saidizi cha usikivu	Sauti iko juu sana wakati ukivaa kifaa saidizi cha usikivu	Punguza sauti hadi chini kabisa kabla ya kukivaa. Ongeza sauti taratibu
	Tatizo la kifinyazi cha sikio kutokutosha vizuri.	Angalia ulivyokiingiza kwenye sikio na kichomeke vizuri. Sahihisha kama itahitajika.
	Ndoana ya sikio/ kifinyazicha sikio kimeharibika/ kina uchafu.	Safisha /rekebisha ndoana ya sikio /kifinyazi cha sikio/bomba la kifinyazi cha sikio
	Mfereji wa sikio umezibwa kwa nnta	Kagua ndani ya sikio la mganjwa kwa kutumia Otoskopu. Lioshe kama kuna umuhimu wa kufanya hivyo
Sikio linauma	Tatizo na kipimo cha kifinyazi cha sikio	Hakiki kipimo, Badilisha ukubwa wa kifinyazi cha sikio kama kuna umuhimu wa kufanya hivyo.
	Badilisha kifinyazi cha sikio	Kagua kifinyazi cha sikio. Kbadilishe kama kuna umuhimu wa kufanya hivyo .
	Tatizo ya afya ya masikio	Pima afya ya masikio
Vi/kifaa saidizi kudondoka kutoka kwenye sikio.	Uvaaji usio sahihi wa kifaa saidizi cha usikivu	Kagua kama mhusika anava kifaa saidizi inavyotakiwa. Rekebisha namna anavyokivaa kama kuna umuhimu wa kufanya hivyo.
	Ukubwa usio sahihi wa kifinyazi cha sikio	Hakiki kipimo sahihi cha kifinyazi cha sikio. Kwa kadri watoto wanavyokuwa ukubwa wa kifinyazi cha sikio waweze usitoshe vizuri na bomba lakifinyazi cha sikio laweza kuwa fupi.
Kutokujisikia vizuri kutokana na sauti kubwa.	Mazingira yenyeye kelele kubwa sana	Mshauri mhusika kuvua vifaa saidizi nya kusikia anapokuwa kweneye mazingira yenyeye kelele kubwa kwa m fano anapokuwa kwenye maeneo ya ujenzi au viwandani.
	Sauti ya kifaa saidizi cha usikivu iko juu sana	Mshauri mhusika kupunguza sauti hadi kwenye kiwango kizuri kwake
Shida katika kusikiliza maongezi	Kelele kutoka nje ya eneo	Mshauri mhusika kuhusu mambo ya kuzingatia wakati anapokuwa kwenye eneo lenye kelele. Zingatia kutumia mfumo wa kipaza sauti cha mbali (kama kinapatikana)
	Matatizo na vifaa saidizi nya kusikia	Kagua kipimo saidizi chake cha kusikia. Angalia suluhiyo za kutatua matatizo ya 'kifaa saidizi hakina sauti kama awali'
Kifaa saidizi cha usikivu hakifanyi kazi/ wakati mwingine hakifanyi kazi au hakitoi sauti kama awali.	Kifaa saidizi cha usikivu kimezimwa.	Ili kuwashaa kifaa saidizi cha usikivu, hakikisha betri imewekwa vizuri na mlango wa betri umefungwa.
	Betri iko chini	Badilisha betri kama kuna umuhimu wa kufanya hivyo.
	Kifaa saidizi ni kichafu	Safisha kifaa saidizi cha usikivu, kifinyazi cha sikio na /au sehemu ya kuweka betri.
	Kifinyazi cha sikio kimeharibika.	Badilisha kifinyazi cha sikio/bomba la kifinyazi cha sikio kama kuna umuhimu wa kufanya hivyo.
Shida katika kusikia wakati unapokuwa unatumia simu.	Simu imeziba kifaa saidizi cha usikivu	Mshauri kutumia simu ikiwa kwenye spika inayotoa sauti au jaribu kuweka simu vizuri ndani ya sentimita 2 kutoka kwenye kifaa saidizi cha usikivu
	Ukubwa wa sauti umesetiwa kwa juu sana au kwa chini sana	Rekebisha ukubwa wa kifaa saidizi cha usikivu