



Teknolojia saidizi

Fomu ya ufuatiliaji wa watu watoto: Vifaa saidizi vya usikivu vinavyoweza kusetiwa

1. Taarifa kuhusu mgonjwa

Jina :	Ukoo:	Jinsia: Mwanaume <input type="checkbox"/> Mwanamke <input type="checkbox"/> Nyingine <input type="checkbox"/>
Umri: 5-10 <input type="checkbox"/> 11-17 <input type="checkbox"/> Watoto walio chini ya umri wa miaka 5 Pata rufaa kwendakwa mtaalamu wa masikio na usikivu		
Anwani:	Simu:	

2. Mahojiano ya ufuatiliaji Kwa watoto wadogo, husisha mlezi

Uzoefu na kujisikia vizuri kwenye kutumia kifaa saidizi cha usikivu Weka alama ya tikikwenye kwenye boksi inayoendana na miadi ya ufuatiliaji

Uliza : Je vifaa saidizi vyako vinakufanya ujisikie vizuri?	Wiki 2		Miezi 2		Mwaka 1		Hatua inayofuata
	Ndio	Hapana	Ndio	Hapana	Ndio	Hapana	Kama jibu ni Ndio na mtoto/mlezi anaridhika na uzoefu → Endelea
	<input type="checkbox"/>	Kama jibu ni Hapana No na/au mtoto/mlezi anapata matatizo → Andika majibu kwenye upande wa maelezo.					
Uliza: Una uzoefu gani wa kutumia vifaa saidizi vya usikivu?							

Matumizi ya vifaa saidizi vya usikivu Weka alama ya tikikwenye boksi kuchagua jibu moja.

Uliza: Fikiria kuhusu idadi ya ulivyotumia kifaa saidizi cha usikivukwa muda wa wiki mbili zilizopita. Fikiria kawaida kwa siku unatumia kifaa saidizi cha usikivumara ngapi?	Wiki 2	Miezi 2	Mwaka 1	Hatua inayofuata
Sijakitungia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kama umekitungia → Uliza sababu na uandikie majibu kwenye sehemu ya maelezo
Pungufu ya saa 1 kwa siku	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nimekititungia kwa masaa 1-4 kwa siku	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nimekititungia kwa masaa 4-8 kwa siku	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nimekititungia zaidi ya masaa 8 kwa siku	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Kagua usikivu

Kagua: Weka alama kwa kila sauti ya Lingi ambayo mtoto atawezekusikia.	Wiki 2 Mfundishe mlezi kipimo hiki	Miezi 2 Muombe mlezi kufanya kipimo hiki	Mwaka 1 Mpime mhusika akiwepo kituoni	Hatua inayofuata
	ah <input type="checkbox"/> ee <input type="checkbox"/> oo <input type="checkbox"/> sh <input type="checkbox"/> ss <input type="checkbox"/> mm <input type="checkbox"/>	ah <input type="checkbox"/> ee <input type="checkbox"/> oo <input type="checkbox"/> sh <input type="checkbox"/> ss <input type="checkbox"/> mm <input type="checkbox"/>	ah <input type="checkbox"/> ee <input type="checkbox"/> oo <input type="checkbox"/> sh <input type="checkbox"/> ss <input type="checkbox"/> mm <input type="checkbox"/>	Rekodi namba ya sauti za Lingi ambazo ameweza alama ya tikikwenye maelezo → Endelea na Mpango wa ufuatiliaji

Maelezo Rekodi majibu kwenye sehemu iliyoko hapa chini

Wiki 2 : 

Miezi 2: 

Mwaka 1: 

3. Mpango wa ufuatiliaji

Tumia sehemu hii ya formu kukusaidia wewe na mtu anayepimwa kuamua hatua zitakazofuata. Mhamasisishe mhusika kurudi muda wowote sehemu ya kutolea huduma iwapo atapata shida ya usikivu au vifaa saidizi vya usikivu.

Wiki mbili na miezi miwili Weka alama ya tikikwenye boksi lillo kwenye kisanduku linaloendana na miadi ya ufuatiliaji

Hakiki: Je, mtoto:	Wiki 2		Miezi 2		Hatua inayofuata
	Ndio	Hapana	Ndio	Hapana	
Anaridhika na vifaa saidizi vya usikivu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kama jibu ni ndio kwa maswali yote → Mhusika anafaidika na vifaa saidizi kwa kiwango kikubwa . Panga lini unaweza kufanya ufuatiliaji unaofuata.
Anatumia vifaa saidizi kwa zaidi ya masaa 4 kwa siku?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kama jibu mojawapo ni hapana → Mhusika hafaaidiki na vifaa saidizi kwa kiwango kikubwa
Anasikia sauti za Lingi 5-6?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Angalia maelezo na jedwali la kutatua matatizo. Kama kwa kufanya hivi hakusaidii, afike hapo kituoni kwa ajili ya kufuatiliwa kuhusu afya ya masikio yake na uthabiti wa kifaa chake. Kama haiwezekani kupata suluhisho la tatizo → Jadiliana na mshauri na kama itahitajika  Mpe rufaa kwendakwa mtaalamu wa masikio na usikivu
Tarehe ya ufuatiliaji:					

Miezi sita (Usikivu peke yake) Baada ya miezi sita; muombe mlezi kuleta vifaa saidizi vyake vya kusikia kituoni ili vikaguliwe..

Pima:	Ndio	Hapana	Hatua inayofuata

Je, vifaa saidizi vyote viwili ni visafi na vinafanya kazi vizuri?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Kama jibu ni Ndio → Panga kufanya tathmini baada ya mwaka mmoja</p> <p>Kama jibu ni Hapana → Kisafishe na badilisha sehemu za kifaa saidizi zilizochakaa. Kama hii haitasaidia jadiliana na mshauri na kama itahitajika </p> <p>Vitume kwa mtengenezaji</p>
Tarehe ya ufuatiliaji:			

Mwaka mmoja Pima afya ya masikio na usikivu. Rekebisha programu kama itahitajika.			
Hakiki: Je mhusika:	Ndio	Hapana	Hatua inayofuata
Anaridhika na vifaa saidizi vya usikivu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>IKama jibu ni ndio kwa maswali yote → Mhusika anafaidika na vifaa saidizi kwa kiwango kikubwa . Fanya tathmini ndani ya mwaka mmoja (rudia upimaji wa afya ya masikio na usikivu)</p>
Anatumia vifaa saidizi kwa zaidi ya masaa 4 kwa siku?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Kama jibu mojawapo ni hapana → Mhusika hafaidiki na vifaa saidizi kwa kiwango kikubwa</p> <p>Angalia maelezo na jedwali la kutatua matatizo.</p>
Usikivu sauti za Lingi 5-6 ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Kama haiwezekani kupata suluhisho la tatizo → Jadiliana na mshauri na kama itahitajika  Mpe rufaa kwenda kwa mtaalamu wa masikio na usikivu</p>
Ukaguzi wa vifaa saidizi: Vifaa saidizi ni visafi na vinafanya kazi vizuri.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Kama jibu ni Ndio → Usichukue hatua yoyote.</p> <p>Kama jibu ni Hapana → Safisha na badilisha sehemu ya vifaa saidizi iliyochakaa na kuharibika. Kama hii haitasaidia, jadiliana na mshauri na itahitajika, navitume kwa mtengenezaji.</p>
Tarehe ya ufuatiliaji:			

Jedwali la utatuzi wa matatizo Kama mhusika hajaridhika na njia mbali mbali zilizochukuliwa kupata majibu ya tatizo lake, jadiliana na mshauri wako.		
Tatizo	Sababu zinazoweza kusabisha tatizo	Majibu ya matatizo yanayweza kuwa yafuatayo
Mwangwi au sauti ya mluzi kutoka kwenye kifaa saidizi cha usikivu	Sauti iko juu sana wakati ukivaa kifaa saidizi cha usikivu	Punguza sauti hadi kiwango cha chini kabisa kabla ya kuvaan kifaa saidizi. Ongeza sauti taratibu
	Tatizo la kifinyazi cha sikio kutoekutsha vizuri.	Angalia ulivyokiingiza kwenye sikio na kichomeke vizuri. Sahihisha kama kutakuwa na uhitaji wa kufanya hivyo.
	Ndoana ya sikio/ kifinyazicha sikio kimeharibika/ kina uchafu.	Safisha /rekebishandoana ya sikio /kifinyazi cha sikio/bomba la kifinyazi cha sikio
	Mfereji wa sikio umezibwa kwa nnta	Kagua ndani ya sikio la mgonjwa kwa kutumia Otoskopu. Lioshe kama kuna umuhimu wa kufanya hivyo
Sikio linauma	Tatizo na kipimo cha kifinyazi cha sikio	Hakiki kipimo, Badilisha ukubwa wa kifinyazi cha sikio kama kuna umuhimu wa kufanya hivyo.
	Badilisha kifinyazi cha sikio	Kagua kifinyazi cha sikio. Kbadilishe kama kuna umuhimu wa kufanya hivyo .

 Referral recommended  Write notes here

	Tatizo ya afya ya masikio	Pima afya ya masikio
Vi/kifaa saidizi kudondoka kutoka kwenye sikio.	Uvaaji usio sahihi wa kifaa saidizi cha usikivu	Kagua kama mhusika anava kifaa saidizi inavyotakiwa. Rekebisha namna anavyokivaa kama kuna umuhimu wa kufanya hivyo.
	Ukubwa usio sahihi wa kifinyazi cha sikio	Hakiki kipimo sahihi cha kifinyazi cha sikio. Kwa kadri watoto wanavyokuwa ukubwa wa kifinyazi cha sikio waweze usitoshe vizuri na bomba lakifinyazi cha sikio laweza kuwa fupi.
Kutokujisikia vizuri kutokana na sauti kubwa.	Mazingira yenyе kelele kubwa sana	Mshauri mhusika kuvua vifaa saidizi vya usikivu anapokuwa kwenye mazingira yenyе kelele kubwa kwa m fano anapokuwa kwenye maeneo ya ujenzi au viwandani.
	Sauti ya kifaa saidizi cha usikivuiko juu sana	Mshauri mhusika kupunguza sauti hadi kwenye kiwango kizuri kwake
Shida katika kusikiliza maongezi	Kelele kutoka nje ya eneo	Mshauri mhusika kuhusu mambo ya kuzingatia wakati anapokuwa kwenye eneo lenye kelele. Zingatia kutumia mfumo wa kipaza sauti cha mbali (kama kinapatikana)
	Matatizo na vifaa saidizi vya usikivu	Kagua kipimo saidizi chake cha kusikia. Angalia suluhisho za kutatua matatizo ya 'kifaa saidizi hakina sauti kama awali'
Kifaa saidizi cha usikivu hakifanyi kazi/ wakati mwingine hakifanyi kazi au hakitoi sauti kama awali.	Kifaa saidizi cha usikivu kimezimwa.	Ili kuwashaa kifaa saidizi cha usikivu, hakikisha betri imewekwa vizuri na mlango wa betri umefungwa.
	Betri iko chini	Badilisha betri kama kuna umuhimu wa kufanya hivyo.
	Kifaa saidizi ni kichafu	Safisha kifaa saidizi cha usikivu, kifinyazi cha sikio na /au sehemu ya kuweka betri.
	Kifinyazi cha sikio kimeharibika.	Badilisha kifinyazi cha sikio/bomba la kifinyazi cha sikio kama kuna umuhimu wa kufanya hivyo.
Shida katika kusikia wakati unapokuwa unatumia simu	Simu imeziba kifaa saidizi cha usikivu	Mshauri kutumia simu ikiwa kwenye spika inayotoa sauti au jaribu kuweka simu vizuri ndani ya sentimita 2 kutoka kwenye kifaa saidizi cha usikivu
	Ukubwa wa sauti umesetiwa kwa juu sana au kwa chini sana	Rekebisha ukubwa wa kifaa saidizi cha usikivu