



1. مطلوبہ فرد کے بارے میں معلومات	
پہلا نام: <input type="text"/>	خاندانی نام: <input type="text"/>
عمر: <input type="checkbox"/> 18-39 <input type="checkbox"/> 40-54 <input type="checkbox"/> 55-64 <input type="checkbox"/> 65+	جنس: <input type="checkbox"/> مرد <input type="checkbox"/> عورت <input type="checkbox"/> دیگر
پتہ: <input type="text"/>	ٹیلی فون نمبر: <input type="text"/>

2. فالو اپ انٹرویو (Follow up Interview)						
آلہ سماعت کا آرام دہ ہونا اور تجربہ: فالو اپ ملاقات میں ملنے والی معلومات کو کالموں کی مناسبت کے مطابق نشان (Tick ✓) لگائیں۔						
اگلا مرحلہ	2 سال		2 مہینے		2 ہفتے	پوچھیے: کیا آپ کا آلہ سماعت آرام دہ ہے؟
	ہاں	نہیں	ہاں	نہیں	ہاں	
اگر جواب "ہاں" ہے اور مطلوبہ شخص اپنے تجربے سے مطمئن ہے ← جاری رکھیں	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
اگر جواب "نہیں" اور/یا مطلوبہ شخص کو مشکلات کا سامنا ہے ← اس کا رد عمل تحریر کریں۔	آپ کا اپنے آلہ سماعت کے ساتھ تجربہ کیسا رہا؟					پوچھیے:
آلہ سماعت کا استعمال: ایک جواب منتخب کرنے کے لیے ڈبے میں نشان (✓) لگائیں۔						
اگلا مرحلہ	2 سال	2 مہینے	2 ہفتے	پوچھیے: سوچیے، گزشتہ دو ہفتے میں آپ نے اپنے آلات سماعت کس قدر استعمال کیے۔ ایک عام دن میں آپ نے آلات سماعت کتنے گھنٹے استعمال کیے؟		
				بالکل نہیں	روزانہ ایک گھنٹے سے کم	
اگر ایسا ہے ← پوچھیے کیوں اور جواب (ردعمل) تحریر کریں	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	روزانہ ایک سے چار گھنٹے	روزانہ چار سے آٹھ گھنٹے	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	روزانہ چار سے آٹھ گھنٹے	روزانہ آٹھ گھنٹے سے زائد	
اگر ایسا ہے ← جاری رکھیں	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	روزانہ چار سے آٹھ گھنٹے	روزانہ آٹھ گھنٹے سے زائد	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	روزانہ چار سے آٹھ گھنٹے	روزانہ آٹھ گھنٹے سے زائد	
آلہ سماعت کتنا مددگار ثابت ہوا: جواب منتخب کرنے کے لیے ایک ڈبے میں نشان (✓) لگائیں۔						

اگلا مرحلہ	2 سال	2 مہینے	2 ہفتے	پوچھیے: ایسی صورت حال کے بارے میں سوچیں جس میں آپ بہتر سُننا چاہتے تھے۔ یعنی آلاتِ سماعت کے استعمال سے پہلے۔ گزشتہ دو ہفتوں کے دوران، اس صورتِ حال میں آلاتِ سماعت نے آپ کی کتنی مدد کی؟
اگر ایسا ہے ← پوچھیے کیوں اور جواب (ردعمل) تحریر کریں	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	بالکل مدد نہیں کی
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	تھوڑی سی مدد کی
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	درمیانے درجے کی مدد کی
اگر ایسا ہے ← جاری رکھیں	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	کافی زیادہ مدد کی
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	بہت زیادہ مدد کی
نکات (Notes): نیچے دیے گئے حصے میں جواب (ردعمل) تحریر کریں۔				
دو ہفتے: / :				
دو مہینے: / :				
دو سال: / :				

3. آئندہ کا لائحہ عمل (Follow up Plan)					
فارم کے اس حصے کا استعمال کریں تا کہ آپ اور مطلوبہ فرد کو آئندہ کے عملی اقدام کے فیصلے میں مدد کر سکے۔ مطلوبہ شخص کی حوصلہ افزائی کریں، اگر انہیں سماعت یا آلاتِ سماعت سے کوئی مشکل درپیش ہو تو دوبارہ سہولت مہیا کرنے والی جگہ پر آنے کے لیے کہیں۔					
2 ہفتے اور 2 ماہ "فالو اپ ملاقات کے مطابق کالم میں دیے گئے ڈبوں (Check Box) میں نشان (✓) لگائیں"					
اگلہ مرحلہ	دو مہینے		دو ہفتے		پڑتال (Check): کیا مطلوبہ شخص
	نہیں	ہاں	نہیں	ہاں	اپنے آلاتِ سماعت سے مطمئن ہے؟
اگر تمام جوابات "ہاں" ← مطلوبہ شخص مکمل طور پر مستفید ہو رہا ہے۔	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
اگر کسی ایک کا بھی جواب "نہیں" ہو ← مطلوبہ شخص مکمل طور پر فائدہ نہیں اٹھا رہا۔ تحریر	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	آلاتِ سماعت دن میں چار گھنٹے سے زائد استعمال کر رہا ہے؟

شُدہ نکات اور مسئلہ حل کرنے والی جدول (Table) کو دیکھیں۔ اگر اس سے مدد نہ ملے تو بالمشافہ ملاقات (فالو اپ) کریں تاکہ کان کی صحت اور آلاتِ سماعت کی جانچ ہو سکے۔ اگر مسئلے کا حل ممکن نہ ہو ← تو معلم (Mentor) سے مشورہ کریں، اگر ضرورت ہو تو کان اور سماعت کے ماہر کے پاس (بھجوا/ریفر) دیں۔	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	مناسب یا زیادہ فائدہ اٹھا رہا ہے؟
					تاریخ برائے فالو اپ:

دو سال: کان کی صحت اور سماعت کی جانچ کا مکمل معائنہ " اگر ضروری ہو تو پروگرام کو ضرورت کے مطابق ایڈجسٹ کریں۔"					
					پڑتال (Check): کیا مطلوبہ شخص،
اگر تمام جوابات "ہاں" ہیں ← مطلوبہ شخص مکمل طور پر مستفید ہو رہا ہے۔ دو سال بعد فالو اپ (Follow Up) میں کان کی صحت کا معائنہ اور سماعت کی جانچ دوبارہ کریں۔	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			اپنے آلاتِ سماعت سے مطمئن ہے؟
اگر کسی کا بھی جواب "نہیں" ہو ← مطلوبہ شخص مکمل طور پر فائدہ نہیں اٹھا رہا۔ تحریر شدہ نکات اور مسئلہ حل کرنے والے جدول (Table) کو دیکھیں۔	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			آلاتِ سماعت دن میں چار گھنٹے سے زائد استعمال کر رہا ہے؟
اگر مسئلہ کا حل ممکن نہ ہو ← معلم (Mentor) سے مشورہ کریں اور اگر ضرورت ہو تو کان اور سماعت کے ماہر کے پاس (بھجوا/ریفر) دیں۔	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			مناسب یا زیادہ فائدہ اٹھا رہا ہے؟
اگر ہاں ← کوئی کاروائی نہ کریں۔ اگر "نہیں" ← آلاتِ سماعت کو صاف کریں اور پرانے یا خراب شدہ (خستہ حال) حصوں کو تبدیل کریں۔ اگر اس سے مسئلہ حل نہ ہو تو معلم (Mentor) سے مشورہ کریں اور اگر ضرورت ہو تو مصنوعات بنانے والے کے پاس بھیج دیں۔	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			آلاتِ سماعت کی جانچ: آلاتِ سماعت صاف اور صحیح کام کر رہے ہیں۔
					تاریخ برائے فالو اپ:

مسئلہ حل کرنے کا جدول (Table): اگر مطلوبہ شخص ممکنہ حل کے بعد بھی مطمئن نہ ہو تو سہولت فراہم کرنے والے ماہر سے مشورہ کریں۔

مسئلہ	ممکنہ وجوہات	ممکنہ حل
آلہ سماعت سے فیڈبیک (Feedback) یا سیٹی جیسی آواز آنا	اگر آلہ سماعت لگاتے وقت آواز کی سطح (Volume) اونچی ہو	آلہ سماعت لگانے سے پہلے آواز کی سطح کم سے کم رکھیں۔ آواز کو آہستہ آہستہ اونچا (بڑھائیں) کریں۔
	کان کے سانچہ (Earmould) کا مناسب طریقے سے نہ لگنا (Fit)	کان کا سانچہ (Earmould) درست جگہ پر لگائیں (Fit)۔ اگر ضروری ہو تو مزید درست کر لیں۔
	خراب / گندہ ایئر ہُک (Ear Hook) / کان کا سانچہ (Earmould)	کان کے سانچے (Earmould)، کان کے لیے ہُک (Ear Hook) اور سانچے کی نالی (Earmould Tube) کو صاف کریں یا تبدیل کریں۔
	کان کی نالی میں موم (Wax) کی وجہ سے رکاوٹ	اوٹو سکوپ کی مدد سے (مطلوبہ شخص کے) کان کے اندر دیکھیں۔ اگر ضرورت ہو تو دھوئیں۔
کان میں تکلیف (درد)	کان کے سانچے (Earmould) کا درست طریقے سے نہ بیٹھنا (Fit)	کیا درست طریقے سے لگا (Fit) ہے۔ اگر سائز کا مسئلہ ہو تو ایئر مولڈ (Earmould) کو تبدیل کریں۔
	کان کے سانچے (Earmould) کا خراب ہونا	کان کے سانچے (Earmould) کی جانچ کریں۔ ضروری ہو تو تبدیل کریں
	کان کی صحت کا مسئلہ	کان کی صحت کا معائنہ کریں۔
آلہ سماعت کا بار بار گر جانا	آلہ سماعت غلط طریقے سے لگایا گیا ہے	دیکھیں کہ مطلوبہ شخص آلہ سماعت درست طریقے سے لگا رہا ہے۔ اگر ضروری ہو تو صحیح طریقے سے لگانا سکھائیں۔
	کان کا سانچہ (Earmould) درست طریقے سے نہیں لگا (Fit)	جانچ کریں کہ کان کا سانچہ درست طریقے سے لگا (Fit) ہے۔ جیسے جیسے بچوں کی عمر بڑھتی ہے کان کا سانچہ (Earmould) صحیح طریقے سے نہیں بیٹھتا (Fit) اور سانچے سے جڑی نالی (Earmould Tube) بہت چھوٹی پڑ سکتی ہے۔
بہت اونچی آواز سے تکلیف ہونا	اردگرد اور پس منظر میں بہت شور	مطلوبہ شخص کو شور والے ماحول، جیسے کارخانے یا تعمیراتی مقامات، میں آلاتِ سماعت اُتارنے کا مشورہ دیں۔
	آلہ سماعت کی آواز کی سطح (Volume) بہت اونچی ہونا	مطلوبہ شخص کو آلہ سماعت کی آواز کم کر کے آرام دہ سطح پر لانے کا مشورہ دیں۔

بات چیت سننے میں دُشواری	پس منظر میں شور	شور زدہ ماحول میں بہتر سننے کے حوالے سے مشورے دیں۔ اگر دستیاب ہو تو ذاتی ریموٹ مائیکروفون سسٹم کا مشورہ دیں۔
	آلاتِ سماعت کا مسئلہ	آلاتِ سماعت کی جانچ کریں۔ مسائل کے حل پر توجہ دیں جیسے کہ " آلہ سماعت کی آواز پہلے کی طرح اونچی نہیں رہی۔"
آلہ سماعت کام نہیں کر رہا/ بعض اوقات کام نہیں کر رہا یا آواز پہلے جیسی اونچی نہیں ہے	آلہ سماعت بند ہونا	آلہ سماعت کو چالو (On) کرنے کے لیے یقینی بنائیں کہ بیٹری درست طریقے سے لگی ہوئی ہے اور بیٹری والا خانہ درست طریقے سے بند ہے۔
	بیٹری کمزور ہے	اگر ضرورت ہو تو بیٹری تبدیل کریں۔
	آلہ سماعت گندہ ہے	آلہ سماعت، کان کے سانچے (Earmould) اور/ یا بیٹری والے حصے کو صاف کریں۔
	کان کا سانچہ (Earmould) خراب ہے	اگر ضروری ہو تو کان کے سانچے (Earmould) // سانچے کی نالی (Earmould Tube) کو تبدیل کریں۔
فون استعمال کرتے وقت سننے میں دُشواری	فون آلہ سماعت کو ڈھانپ رہا ہے	مشورہ دیں کہ فون سپیکر کے ذریعے سنیں یا فون کو آلہ سماعت سے دو سینٹی میٹر کے فاصلے پر رکھیں۔
	آواز کی سطح (Volume) بہت زیادہ ہے یا بہت مدہم درجے پر رکھی گئی ہے	ضرورت کے مطابق آلہ سماعت کی آواز کی سطح (Volume) کو ایڈجسٹ (Adjust) کریں۔